

HYGIENE-PLAN

Für die mobile Fußpflege.

WAS Reinigung- oder Desinfektionsbereich	WANN Häufigkeit	WOMIT Produkt	WIE Anwendung	WER Personal
Hände <ul style="list-style-type: none">■ Händewaschung■ Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none">■ Bei Bedarf / Verschmutzung■ Nach Toilettenbenutzung■ Bei Bedarf / Verschmutzung■ Nach Toilettenbenutzung	<ul style="list-style-type: none">■ Waschgel aus Spender, Reinigungsschaum■ Sterilium aus dem Koffer oder■ desmanol N (Hygienestr.)	<ul style="list-style-type: none">■ Hände waschen und Seife gründlich abspülen, Einweghandtuch verwenden■ Ausreichende Menge auf der trockenen Haut gut einreiben, Herstellerangaben beachten	<ul style="list-style-type: none">■ Alle■ Alle
Haut <ul style="list-style-type: none">■ Hautpflege■ Hautdesinfektion	<ul style="list-style-type: none">■ Bei Bedarf■ Vor Tätigkeiten, bei denen die Haut des Kunden verletzt oder durchtrennt wird	<ul style="list-style-type: none">■ Handcreme aus Tube oder Spender■ Sterilium aus dem Koffer oder■ desmanol N (Hygienestr.)	<ul style="list-style-type: none">■ Ausreichende Menge in die trockenen Hände einreiben■ Mit sterilisiertem Tupfer mehrmals reinreiben Vollständig abtrocknelassen	<ul style="list-style-type: none">■ Alle■ Alle
Instrumente <ul style="list-style-type: none">■ Instrumente + Laborgeräte■ Bohrer, Fräser	<ul style="list-style-type: none">■ Nach jeder Benutzung an einem Kunden und bei Bedarf■ Nach Verletzungen, bei Blutkontakt■ Nach jeder Benutzung an einem Kunden und bei Bedarf■ Nach Verletzungen, bei Blutkontakt	<ul style="list-style-type: none">■ BAEHR #11008 2% (20ml auf 1 Liter) 30 Min. Einwirkzeit■ Heißluftsterilisator■ BAEHR #11008 2% (20ml auf 1 Liter) 30 Min. Einwirkzeit■ Heißluftsterilisator	<ul style="list-style-type: none">■ Reinigen, desinfizieren, spülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, ggf. sterilisieren■ 180 Grad, 120 Minuten■ Nach Gebrauch einlegen, vollständig abtrocknen, kontrollieren, verpacken, ggf. sterilisieren■ 180 Grad, 120 Minuten	<ul style="list-style-type: none">■ Alle■ Alle■ Alle■ Alle

Fläche

- Einrichtungsgegenstände, Arbeitsfläche, Behandlungsstuhl

- Fußboden

- Nach Kontamination
- Bei Bedarf

- Nach Bedarf und nach Kontamination: Desinfektion, ansonsten Reinigung

- mikrocid AF liquid

- mikrocid AF liquid

- Sprühen bzw. feucht abwischen

- Nach der Feucht-Wisch-Methode, desinfizierend reinigen

- Alle

- Alle

Sanitäre Anlagen

- Nach Bedarf und nach Kontamination: Desinfektion, ansonsten Reinigung

- mikrocid AF liquid

- Desinfizierend reinigen, gesonderte Putzutensilien einsetzen

- Alle

Kleidung

- Täglich und bei Bedarf

- Mindestens bei 60 Grad normales Waschmittel + Hygieneweichspüler

- Alle